

救命処置の流れ【AED使用手順】

① AEDの到着と準備

- ・AEDの電源ボタンを押す
- ・音声メッセージと点滅するランプに従う
- ・傷病者の衣服を取り除き、電極パッドをシールからはがして胸の肌にしっかり貼り付ける
- ・成人用と小児用の2種類の電極パッドが入っている場合、小学生以上には成人用のものを使用し、未就学児には小児用のものを使用する



② 心電図の解析

- ・電極パッドを貼り付けると心電図の解析が始まり傷病者の体には触れない



③ 電気ショック

- ・ショックボタンが点灯し充電完了の連続音が出たら傷病者から離れていることを確認しショックボタンを押す

④ 心肺蘇生の再開

- ・電気ショック後はただちに胸骨圧迫を再開
- ・AEDを使用する場合でも胸骨圧迫の中断をできるだけ短くする

⑤ AEDの手順と心肺蘇生の繰り返し

- ・心肺蘇生を再開して2分ほど経つと再びAEDが自動的に心電図の解析を実施



電極パッドを貼るとき

- ・傷病者の肌が濡れている場合、タオル等でふき取る
- ・胸に貼り薬があり邪魔になるときは、はがして肌に残った薬剤をふき取る
- ・心臓ペースメーカーや除細動器が胸に植込まれている場合、胸の皮膚が盛り上がりそこを避ける